

# Aparelho Fundidor de Parafina - JS1000

◀ Índice

Ref. JS1000

Este fundidor de parafango/parafina é de fácil utilização e tem elevada eficiência.

A Máscara de Parafango é equilibrante e remineralizante, é autoionizável, promovendo a transmineralização dos princípios activos do fango marinho para o tecido, através da ação térmica e oclusiva da parafina cosmética.

O resultado é uma pele equilibrada, com a secreção sebácea controlada, adstringência de óstios dilatados e uma boa redução da hiperemia, tornando-a mais clara. É um tratamento completo que, ao mesmo tempo que equilibra a oleosidade, hidrata e acalma.



## FUNCIONAMENTO

1. Posicionar o aparelho da forma mais indicada para a sua utilização.
2. Uma quantidade que ocupe metade do fundidor é suficiente para realizar um tratamento.
3. Ligar o cabo à corrente elétrica ao aparelho e a uma tomada de corrente elétrica.
4. Rode o Botão para ligar o aparelho, o indicador luminoso acende-se.
5. Rode o Botão para a área vermelha para derreter a parafina ou o parafango. Depois de a parafina ou o parafango atingirem o ponto de consistência pretendido, rode o Botão para a posição intermédia.
6. Quando o indicador luminoso ficar verde, o aparelho está pronto a usar, e a temperatura ronda os 55 +/-1°C.
7. Desligar a ficha com o cabo de alimentação da tomada de corrente elétrica no final do tratamento.
8. Arrumar o aparelho num local seguro.

### Exemplo de tratamento para mãos:

1. Lave as mãos, retire todos os ornamentos. Verifique se a temperatura é indicada para a pele.
2. Afaste os dedos e mergulhe as mãos no parafango/parafina. Retire após 2 ou 3 segundos.
3. Repita a operação acima 4 a 6 vezes. Após os procedimentos anteriores o produto (parafina/parafango) solidifica-se.
4. Envolver as mãos com um par de luvas próprias, mantenha a temperatura para que os poros absorvam o produto.
5. Após 15 a 20 minutos retire as luvas. Remova a máscara de parafango/parafina. A pele das mãos ficará suave e macia.

## CARACTERÍSTICAS:

**Tensão de Alimentação:** 230V~/50Hz.  
**Potência/Consumo máx.:** 120 W  
**Temperatura:** 50-70°C

## MANUTENÇÃO

- Manusear com precaução todas as partes ou peças do aparelho.
- O aparelho pode se limpo regularmente com um pano macio ligeiramente humedecido. Nunca deixe verter qualquer líquido para o aparelho (em caso de isso acontecer solicite a verificação por serviço técnico).
- Em caso de o aparelho não ligar deve verificar se o cabo de alimentação está bem conectado e também o estado do fusível, depois de desligar o cabo da tomada elétrica.

## PRECAUÇÕES

- Nunca ligue o aparelho sem ter colocado a quantidade mínima de produto.
- Aplique com um pincel uma pequena porção de parafina ou parafango na parte interna do pulso para testar a temperatura antes de iniciar o tratamento.
- Não execute o tratamento em áreas da pele que tenham queimaduras, lesões ou feridas.
- Nunca efetue qualquer operação de limpeza ou manutenção com o aparelho ligado à corrente elétrica.
- Em caso de dúvida, deve ser consultada uma pessoa especializada.