

## DEPILEB TM2 - Depilador por filamento / Electrocoagulação

◀ Índice

### Ref. 0112

O **DEPILEB TM2** produz uma corrente de rádio-frequência que através da sua acção termolítica provoca a electrocoagulação no folículo piloso, possibilitando a extracção do pêlo sem resistência.

A correcta utilização do **DEPILEB TM2** assegura uma elevada eficácia na eliminação dos pêlos não desejados, evitando cicatrizes, queimaduras e sensação de dor.

O **DEPILEB TM2** permite várias possibilidades de tratamentos:  
*Depilação permanente - Coagulação de anomalias cutâneas benignas - Obliteração de pequenos vasos sanguíneos bloqueados.*



### CARACTERÍSTICAS:



#### DEPILEB TM2

- Interruptor geral c/ indicador luminoso.
- Fusível de protecção.
- Protecção EMC e RFI (contra perturbações electromagnéticas e interferências de radiofrequência).
- Interruptor para activar/desactivar a temporização automática.
- Alarme sonoro do início e do fim da descarga.
- Controlo individual de tempo (BLEND-DC-RF).
- Pedal para controlo de tempo de descarga.
- Regulação suave de Nível (RF).
- Eléctrodo indiferente (Anodo).
- Punho porta-agulha (Needle Holder).
- Indicação luminosa dos comandos.
- Simbologia de fácil compreensão.
- Caixa plástica (ABS) de alto impacto (HIPS).
- Espessura - 3500 +/-100um.
- Cor/Aspecto - Branca/Mate Gofrado.
- Painel frontal em Filme laminado de elevada resistência térmica.
- Alimentação - 230V~/50Hz
- Potência máx./Consumo - 25W
- Fusível - 250mA
- Corrente RF: 0 - 220 Volt p.p.

#### Dimensões:

Altura - 110mm

Largura - 355mm

Profundidade - 320mm

**Peso aprox.:** 3,5Kg