

HIDRALEB Purify Body SPA

[Índice](#)

Ref. IDFS



O tratamento HidraLeb é uma forma muito simples e fácil para ajudar à desintoxicação corporal. Esta simplicidade envolve a imersão dos pés numa bacia com água. A Hidraleb é similar a uma banheira de pés. Contém um elemento duplo que reage com água salinizada para a ionizar dentro da bacia de pés. Quando o aparelho é activado é gerada uma corrente biomagnética semelhante à de um ser vivo.

Quando ficamos em contacto com esta corrente biomagnética através de nossos mãos ou pés, o campo magnético dentro da HidraLeb interage com nosso próprio campo magnético para reequilibrar e reenergizar nosso sistema.

O HidraLeb pode ser descrito como um aparelho para desintoxicação porque a resposta para o re-equilíbrio corporal é conseguida pela eliminação do excesso de toxinas através dos rins, do fígado, dos intestinos e da pele após o tratamento. Consequentemente o cliente experimentará os efeitos benéficos de uma experiência de desintoxicação.

CARACTERÍSTICAS:



Informação Técnica:

Alimentação: 230 V ~50Hz

Intensidade máx.: 4 A

Potência/Consumo: 60 W

Intensidade de saída de micro-corrente: 60 V

Corrente de trabalho: < 2 mA

Tensão de trabalho: 15V

Dimensões: 52 x 43 x 27.5cm

Peso apróx.: 3.5kg

Benefícios para:

Padrão de sono; Textura da pele; Metabolismo geral; Funcionamento do fígado e dos rins; Concentração; Condição do cabelo; Açúcar no sangue; Níveis de acidez; Pressão arterial; Níveis de Colesterol; Desequilíbrio da tiróide.



Início do Tratamento



Após 30 minutos de Tratamento

Activador:

Vida útil: 15 Horas = 20 a 40 utilizações (25-30 minutos/utilização).

Obs.: O tempo de vida útil do activador depende do pH da água e da sua composição geral.